

IR 400 mW/ 808 nm

VER. 1.0

sonda do laseroterapii



LASEROTERAPIA

- wskaźnik sygnalizacji pracy
- końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry laseroterapii

- długość fali 808 nm
- maksymalna moc 400 mW

Parametry ogólne

- wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego \varnothing 1,95 x 16,3 cm
- masa 0,5 kg