

aplikator płaski CP ze statywem

**MAGNETOTERAPIA**

- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych
- system jezdny z hamulcami

**PARAMETRY TECHNICZNE**

Parametry magnetoterapii

- | | |
|--|---------|
| • maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora | 3 mT |
| • maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora | 12,5 mT |
| • maksymalna wartość zmiany indukcji | 25 mT |

Parametry ogólne

- | | |
|---|----------------------|
| • wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego | 20,0 x 6,9 x 15,0 cm |
| • powierzchnia zajmowana przez podstawę statywu | 65,0 x 75,0 cm |
| • regulacja wysokości statywu | 40,0 – 110,0 cm |
| • kąt regulacji obrotu aplikatora | 150° |
| • masa | 5,5 kg |
| • masa ze statywem | 29 kg |