

aplikator płaski pola magnetycznego



MAGNETOTERAPIA

- praca z aplikatorem płaskim CPE1 (CPE2 nie pracuje samodzielnie)
- wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry magnetoterapii

- maksymalna indukcja pola magnetycznego

10 mT

Parametry ogólne

- wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego
- masa

10,0 x 5,5 x 15,0 cm

1,2 kg