

aplikatory płaskie pola magnetycznego



MAGNETOTERAPIA

- wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry magnetoterapii

- | | |
|--|--------|
| • maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora | 25 mT |
| • maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora | 50 mT |
| • maksymalna wartość zmiany indukcji | 100 mT |

Parametry ogólne

- | | |
|---|----------------------|
| • wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego | 10,0 x 5,5 x 15,0 cm |
| • masa | 2,2 kg |