

## aplikator szpulowy pola magnetycznego



### MAGNETOTERAPIA

- wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
- sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych



### PARAMETRY TECHNICZNE

#### Parametry magnetoterapii

- |  |       |
|--|-------|
| • maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora | 4 mT  |
| • maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora           | 6 mT  |
| • maksymalna wartość zmiany indukcji                               | 12 mT |

#### Parametry ogólne

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego | Ø 68,2 x 24,2 cm       |
| • masa  | 16 kg (Al)/ 22 kg (Cu) |