

GS-1 cm²/1; 3,5 MHz

VER. 1.0

głowica do terapii ultradźwiękowej



TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

- wodoszczelne głowice
- emisja ciągła/ impulsowa
- kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu)
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry terapii ultradźwiękowej

- częstotliwość pracy
- efektywna powierzchnia promieniowania

1 MHz i 3,5 MHz
1 cm²

Parametry ogólne

- wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego
- masa

5,5 x 3,7 x 18,4 cm
0,8 kg