

PM2-SK2 R + IR 100/450 mW

VER. 1.0

aplikator skanujący do laseroterapii



LASEROTERAPIA

- wskaźnik sygnalizacji pracy
- duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu
- trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
- automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
- system jezdny z hamulcami
- półka na sterownik i okulary



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry laseroterapii

- | | |
|------------------|-----------------|
| • długość fali | 808 nm i 660 nm |
| • maksymalna moc | 450 mW i 100 mW |

Parametry ogólne

- | | |
|---|----------------------------|
| • wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego | 15,0 x 7,0 x 12,2 cm |
| • powierzchnia zajmowana przez podstawę statywu | 69,0 x 69,0 cm |
| • regulacja wysokości ramienia | 60,0 – 140,0 cm |
| • kąt regulacji obrotu skanera | -90° – +90° w dwóch osiach |
| • masa | 1 kg |
| • masa ze statywem | 12,5 kg |