

Stolik pod aplikator pola magnetycznego CS35

VER. 1.0



CECHY UŻYTKOWE

- kompatybilność z aparatami/ akcesoriami marki ASTAR
- system jezdny z hamulcami



PARAMETRY TECHNICZNE

- nośność stolika pod aplikator pola magnetycznego CS35
- wymiar zewnętrzny półki górnej (SxG)
- wymiar użytkowy półki górnej (SxG)
- wymiar zewnętrzny półki dolnej (SxG)
- wymiar użytkowy półki dolnej (SxG)
- wymiary stolika pod aplikator pola magnetycznego CS35
- waga

maks. 25 kg dla każdej półki
46,0 x 39,4 cm
46,0 x 32,8 cm
46,0 x 38,6 cm
46,0 x 32,8 cm
58,0 x 50,0 x 77,5 cm
16 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- półki

2