

kolumna dezynfekująca



CECHY UŻYTKOWE

- licznik czasu pracy świetlówek
- dwa tryby pracy wentylatora
 - tryb cichy
 - tryb wydajny
- kontrola poziomu promieniowania UV-C
- tryb manualny
- tryb programowy
- tygodniowy harmonogram pracy

PROMIENNIK UV-C

- długość fali
- żywotność

253,7 nm
do 9000 h



PARAMETRY TECHNICZNE

Klasyfikacje

- klasa bezpieczeństwa
- klasyfikacja IEC 62471
- stopień ochrony zapewniany przez obudowy

I
grupa wolna od ryzyka
IP20

Tryb pracy

- urządzenie do pracy ciągłej

Ogólne

- zasilanie/ pobór mocy
- masa
- wymiary

230 V, 50/60 Hz, 120 W
20 kg
120,0 x 35,0 x 33,0 cm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- kolumna dezynfekcyjna CLARA S
- promiennik nadfioletu 55 W
- kabel zasilający
- zapasowy bezpiecznik

1
2
1
2

Clara S

- instrukcja użytkowania 1
- protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1
- karta gwarancyjna 1
- paszport techniczny 1