

GU-1, 1 cm², 1/3 MHz

VER. 1.0

głowica do terapii ultradźwiękowej/ LIPUS



TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

- tryb LIPUS
- wodoszczelność (klasa IPX7)
- emisja ciągła/ impulsowa
- kontrola przylegania czoła głowicy
- kontrola temperatury głowicy ultradźwiękowej
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry terapii ultradźwiękowej

- częstotliwość pracy
tryb zmienny
- całkowita powierzchnia czoła głowicy
- powierzchnia efektywnego promieniowania

1 MHz, 3 MHz
1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.)
i LIPUS (1 MHz)
1 cm²
0,7 cm²

Parametry ogólne

- wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego
- masa

5,5 x 3,7 x 18,4 cm
maks. 0,5 kg