

bezobsługowa głowica do terapii ultradźwiękowej/ LIPUS

**TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA**

- tryb LIPUS
- możliwość pracy jednej głowicy w trybie jednoprzetwornikowym jak w klasycznej terapii ultradźwiękowej
- możliwość pracy jednej głowicy w trybie dwuprzetwornikowym dzięki zastosowaniu sekwencji przełączania przetworników ultradźwiękowych i modulowaniu fali ultradźwiękowej
- możliwość pracy dwóch głowic w trybie czteroprzetwornikowym (dwusekcyjnym)
- wodoszczelność (klasa IPX7)
- emisja ciągła/ impulsowa
- kontrola przylegania czoła głowicy
- kontrola temperatury głowicy ultradźwiękowej
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb
- wygodne mocowanie głowicy na ciele pacjenta za pomocą pasów rzepowych

**PARAMETRY TECHNICZNE**

Parametry terapii ultradźwiękowej

- | | |
|--|---|
| • częstotliwość pracy | 1 MHz, 3 MHz |
| tryb zmienny | 1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.)
i LIPUS (1 MHz) |
| • powierzchnia efektywnego promieniowania głowicy | 2 x 3 cm ² |
| • całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym | 17,3 cm ² |
| • całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie dwusekcyjnym | 2 x 17,3 cm ² |

Parametry ogólne

- | | |
|---|---------------------|
| • wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego | 6,8 x 2,8 x 13,0 cm |
| • masa | maks. 0,5 kg |