

aparat do terapii podciśnieniowej



CECHY UŻYTKOWE

- tryb manualny
- jeden kanał zabiegowy



TERAPIA PODCIŚNINIOWA

- tryby pracy: ciągły, pulsacyjny, pulsacyjny zmienny, synchronizowany z prądem, pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym
- dwa obwody niezależnie załączane (łatwa praca w trybie jednoobwodowym)
- samouszczelniające się ssawki
- możliwość regulacji podciśnienia
- kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu
- sygnalizacja napełniania zbiornika
- dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika
- niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry terapii podciśnieniowej

- | | |
|---|------------------------------|
| • częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej | 6, 12, 20, 40, 60 imp/min |
| • podciśnienie | maks 500 mbar/hPa |
| • zakres regulacji podciśnienia | 100 – 500 mbar, krok 40 mbar |
| • liczba ssawek | 4 |

Parametry ogólne

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • wymiary aparatu | 30 x 26 x 12 cm |
| • masa aparatu | 3,5 kg |
| • zasilanie, pobór mocy | 230 V, 50 Hz, 20 W, 40 VA |



CZĘŚCI STANDARDOWE

- | | |
|--|---|
| • przewód sieciowy | 1 |
| • kable łączące elektrostymulator z Avaco | 2 |
| • przewody podciśnieniowe | 4 |
| • ssawki 60 mm | 4 |
| • Wkładki Ø 60 mm zamiennie
- wiskozowe lub | 8 |

- celulozowe	4
• dedykowany uchwyt	2
• bezpieczniki zapasowe	2
• instrukcja użytkowania	1
• protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa	1
• paszport techniczny	1
• karta gwarancyjna	1

CZĘŚCI OPCJONALNE

- ssawki 90 mm
- wkładki wiskozowe Ø 90 mm
- wkładki celulozowe Ø 90 mm
- stolik Versa/ Versa X