

kolumna dezynfekująca



CECHY UŻYTKOWE

- licznik czasu pracy świetlówek
- dwa tryby pracy wentylatora
 - tryb cichy
 - tryb wydajny
- kontrola poziomu promieniowania UV-C
- tryb manualny
- tryb programowy
- tygodniowy harmonogram pracy

PROMIENNIK UV-C

- długość fali 253,7 nm
- żywotność do 9000 h
- moc 2 x 55 W



PARAMETRY TECHNICZNE

- dezynfekowana kubatura 45 – 90 m³
- dezynfekowana powierzchnia 18 – 36 m²

Klasyfikacje

- klasa bezpieczeństwa I
- klasyfikacja IEC 62471 grupa wolna od ryzyka
- stopień ochrony zapewniany przez obudowy IP20

Tryb pracy

- urządzenie do pracy ciągłej

Ogólne

- zasilanie/ pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, 120 W
- masa 20 kg
- wymiary 120,0 x 35,0 x 33,0 cm



CZĘŚCI STANDARDOWE

• kolumna dezynfekcyjna CLARA S	1
• promiennik nadfioletu 55 W	2
• kabel zasilający	1
• zapasowy bezpiecznik	2
• instrukcja użytkowania	1
• protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa	1
• karta gwarancyjna	1
• paszport techniczny	1